

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Nhà cung cấp dịch vụ trên toàn quốc.

Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu có nhu cầu Mua sắm vật tư, hoá chất thận nhân tạo phục vụ bệnh nhân năm 2025. Nay, Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gửi báo giá Mua sắm vật tư, hoá chất thận nhân tạo với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị thông báo mời báo giá:

- Đơn vị thông báo mời báo giá: Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu.
- Thông tin của đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Tên: Phạm Nguyễn Khắc Huy

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, lầu 2, Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu số 205 Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh.
4. Thời gian nhận tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ 00 ngày 06 tháng 5 năm 2025 đến trước 16 giờ 00 ngày 19 tháng 5 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19/5/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

(Danh mục đính kèm)

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, bên sử dụng dịch vụ không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Web TTYT;
- Lưu: TMT.



GIÁM ĐỐC

BS. CK2 Nguyễn Thái Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC

MUA SẴM VẬT TƯ - HÓA CHẤT THẬN NHÂN TẠO PHỤC VỤ BỆNH NHÂN NĂM 2025

Stt	Tên Hàng	Tính năng kỹ thuật	ĐVT	số lượng	ghi chú
1	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Acid hoặc tương đương	Dùng cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, dùng được cho các dòng máy chạy thận khác nhau. Tương thích tỷ lệ pha với dd đậm đặc bicarbonate	can/10 lít	2.340	
2	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Bicarbonat hoặc tương đương	Dùng cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, dùng được cho các dòng máy chạy thận khác nhau. Tương thích tỷ lệ pha với dd đậm đặc acid	can/ 10 lít	2.800	
3	Dung dịch tiệt trùng, khử cặn Canxi dùng cho máy chạy thận nhân tạo Dialog+	1000 ml chứa 500 gam acid citric khan. Tác dụng: làm sạch, khử Can- xi và khử trùng nhiệt máy chạy thận nhân tạo; diệt vi khuẩn , nấm, lao và virus (bao gồm HBV, HCV và HIV) ở 83 độ C thời gian khử khuẩn 15 phút	can / 05 lít	150	
4	Dung dịch làm sạch và khử trùng màng lọc thận nhân tạo	- Thành phần chứa Peracetic acid 5%; Hydrogen Peroxide 25%, Acetic Acid: 9%, nước 61% - dùng khử trùng và làm sạch màng lọc thận nhân tạo	can / 05 lít	5	
5	Kim chạy thận nhân tạo 16G	Chất liệu thép không gỉ , cánh xoay 360, chiều dài kim 25mm (± 2.0 mm), chiều dài dây dẫn 300mm (± 20 mm), đầu kim vát hình chữ V, đầu kim chạy thận nhân tạo, sắc nhọn, mặt sau ở đầu kim có lỗ oval, có kẹp khóa, có đầu nối Luer, thành kim siêu mỏng phủ silicone, chất liệu dây bằng nhựa PVC dài ≥ 30 cm, tiệt trùng, size 16G, 17G. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	cái	9.400	



6	Bộ dây máu thận nhân tạo	Bao gồm 5 trong 1: dây chạy thận, dây truyền dịch, túi xả và 2 transducer. Đường kính trong và ngoài của bơm: 8.0 x 12.2mm, dung tích bầu 20ml. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	cái	4.700	
7	Bộ tiêm chích FAV	Bộ FAV M18 (4 khoản), VT gồm: 1. Gạc phẫu thuật không dệt 7.5 x 7.5cm x 6 lớp (4 cái); 2. Gạc lót đốc kim 3.5 x 5cm x 4 lớp (2 cái); 3. Khăn đặt phẫu thuật 38 x 45cm DP6 (1 cái); 4. Gạc thận nhân tạo 3.5 x 4.5cm x 60 lớp (2 cái/gói). Tiệt trùng EO	bộ	4.700	
8	Quả lọc thận Low Flu 1,6m2	- Low flux - Chất liệu màng: Helixone® - Diện tích màng: 1,6m2 - Chất liệu vỏ bọc: polypropylene - Độ dày thành sợi/đường kính sợi (micromet): 35/185 - Thể tích mỗi: 95ml - Độ thanh thải ở tốc độ máu 300ml/phút: Urea 261, Creatinin 231, Phosphate: 210, Vitamin B12: 138 - Hệ số siêu lọc: 14 (ml/h x mmHg) - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước Inline steam	cái	900	
9	Que test nồng độ	Thử nồng độ axit peracetic (bảo quản quả lọc thận)	Lọ/ 100 test	5	
10	Que test tồn dư	Thử nồng độ tồn dư trong quả lọc (trước chạy thận)	Lọ/ 100 test	5	

11	Que test độ cứng nước (water hardness test)	Kiểm tra độ cứng của nước dựa vào CaCO_3 , nhúng 1 giây và đọc kết quả trong 10 giây với độ nhạy cao hầu hết các giải thử : 0, 10, 25, 50 và 120 ppm	Lọ/ 50 test	5	
12	Que test hàm lượng Clor trong nước	Phát hiện nồng độ clo dư trong nước chạy thận/nước xả rửa khử trùng từ Clo hoặc các chất có chứa Clo theo khuyến cáo dưới 0.5ppm của AAMI. Kết quả kiểm tra không bị ảnh hưởng bởi các thành phần của nước thông thường. Phương pháp kiểm tra định tính chắc chắn dương tính và phương pháp bán định lượng kết quả trong 30 giây.	Lọ/ 100 test	5	
13	Nút nhựa đẩy màng lọc	Nút nhựa đẩy màng lọc, dùng đẩy kín 2 đầu quả lọc, tránh rò rỉ dung dịch ra ngoài. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	cái	2000	

